



BODENANSCHLUSS

- A: Ablauf PE-Geberit DN 50, Syphoniert, D: Ø 50mm, di: Ø 44mm, Abschluss mit Steckmuffe
- EA: Elektroanschluss M20, 1x 230 V 13A,
- ES: Steuerleitung Absauganlage M20, Kabel U72 1x4x0.8
- D: Druckluft 1/2" Innen Gewinde (Absperrrahnen angeliefert durch Häubi)
- S: Saugrohr PE-Geberit DN 50, D: Ø 50mm, di: Ø 44mm, Abschluss mit Steckmuffe
- W: Kaltwasseranschluss 1/2" Innen Gewinde, (Absperrrahnen angeliefert durch Häubi)
- R: Rufleitung M20, Kabel U72 1x4x0.8 (Optional in Absprache)
- L: Leerrohr M60, für EDV/DVI/HDMI (Optional in Absprache)

Hinweis: Anordnung frei wählbar, je nach Leitungsführung
Hinweis: Keine Leitungsführung unterhalb des Stuhles



Absperrrahnen zu Pos. D und W

Objektnummer	Produauftrag
--------------	--------------

Objektbezeichnung/Kunde

Mst:	
Erstellt:	23.03.2009
Gedruckt:	25.03.2009
Gr:	A3 (297 x 420 mm)
Gez:	---
PlanNr:	---01
Seite:	1/1

INSTALLATIONS SCHEMA

TROCKENABSAUGUNG

Sanitär - und Elektro Installationen

* Zentral geschaltet in Praxis über Dreh- oder Schliesszylinder

WT-R Crst / GF I-Fit
WTW-VCrst / GF I-Fit
WAS PE / PE-Silent mit 2x45°